


Rádio

Prótese para Artroplastia de Rádio



A Prótese para Artroplastia de Rádio é indicada primariamente para a substituição da cabeça do rádio em casos de fraturas cominutivas ou complexas, e também em situações de ruptura e disfunção de ligamentos.

Características



- Design anatômico para mimetizar a articulação e obter melhor desempenho biomecânico;
- Superfície de articulação polida para a otimização do movimento articular sem geração de debris;
- Haste jateada facilita ancoramento;
- Cabeça da prótese com diâmetro fixo de 19 mm, disponível nos tamanhos de 09, 12, 15 e 18mm;
- Instrumentos e provas acondicionadas em estojo para esterilização injetado em polímero, autoclavável de alta resistência.



Prótese de Cabeça de Rádio

ANVISA 10417940146

TiAlV

Código	Tamanho
7450-007-009	9 mm
7450-007-012	12 mm
7450-007-015	15 mm
7450-007-018	18 mm