





Radio

Prótesis para Artroplastia de Radio



La Prótesis para Artroplastia de Radio es indicada primariamente para la sustitución de la cabeza de la radio en casos de fracturas cominutivas o complejas, y también en situaciones de ruptura y disfunción de ligamentos.

Características



- Diseño anatómico para mimetizar la articulación y obtener un mejor desempeño biomecánico;
- Superficie de articulación pulida para la optimización del movimiento articular sin generación de debris;
- El vástago de chorro facilita el anclaje;
- Cabeza de la prótesis con un diámetro fijo de 19 mm, disponible en tamaños de 09, 12,15 y 18mm;
- Instrumentos y pruebas acondicionadas en estuche para esterilización inyectada en polímero, autoclavable de alta resistencia;



Prótesis de Cabeza de Radio

TiAlV

Código	Tamaño
7450-007-009	9 mm
7450-007-012	12 mm
7450-007-015	15 mm
7450-007-018	18 mm