






Arthrosmart Anchor[®]





Características

- Tornillo de anclaje autorosqueante en titanio (Liga 6Al4V), proporcionando mayor resistencia al arranque;
- Aplicador desechable, facilitando la técnica de inserción;
- Montada con dos elementos de sutura no absorbibles (Fiber®), con elevada resistencia a la ruptura;
- Anclas tipo tornillo disponibles en los diámetros de 2,0 mm, 2,7 mm, 3,5 mm, 4,0 mm y 5,0 mm para indicación de uso en ATM, mano, puño, codo, hombro, pie, tobillo, rodilla y cadera.

Indicaciones de uso

	ATM	Mano / Puño	Codo	Hombro	Pie / Tobillo	Rodilla	Cadera
Ø 2,0	X	X	-	-	-	-	-
Ø 2,7	X	X	X	X	X	X	X
Ø 3,5	-	X	X	X	X	X	X
Ø 4,0	-	-	-	X	X	X	X
Ø 5,0	-	-	-	X	X	X	X

Información extraída de la Instrucción de Uso del producto

Ancla con Aplicador Desechable



TiAlV

Código

39.44.04.00020
39.44.04.00027
39.44.04.00035
39.44.04.00040
39.44.04.00050

Ø Ancla

Ø 2,0 mm
Ø 2,7 mm
Ø 3,5 mm
Ø 4,0 mm
Ø 5,0 mm

Aplicador

Standard
Standard
Standard
Standard
Standard



con Aguja

39.44.03.10020
39.44.03.10027
39.44.03.00035
39.44.03.00040
39.44.03.00050

Ø 2,0 mm
Ø 2,7 mm
Ø 3,5 mm
Ø 4,0 mm
Ø 5,0 mm

Corta
Corta
Standard
Standard
Standard