


Medicina Deportiva







Medicina Deportiva

Índice

- 02 Cámara Full HD
- 02 Cámara STD - High Resolution
- 03 Ópticas
- 03 Trocar
- 04 Fuente de Luz
- 04 Bomba para Artroscopia
- 05 Shaver
- 05 Láminas para Shaver
- 06 Cánulas
- 06 Arthrosmart Anchor® - Ancla en Titánio con Aplicador Descartable
- 07 Tornillos de Interferencia
- 07 Tornillo Transversal
- 08 OutIn® - Instrumental para Reconstrucción de Ligamento
- 09 Ligfix® - Sistema de Fijación Ligamento

Cámara Full HD

Vídeo Cámara para Aplicaciones Endoscópicas



- Cámara Full HD con resolución de 1920x1080 pixels;
- Tres funciones de controles disponible en la pieza de mano: Congelar, Zoom In e Zoom Out Digital;
- Pantalla táctil;
- Bi-volt automático;
- Salida DVI.

Cámara STD – High Resolution

Vídeo Cámara para Aplicaciones Endoscópicas



- Cámara de alta resolución 752x582 pixels;
- Pieza de mano leve (43g), ergonómica con ajuste de foco;
- Bi-volt automático;
- Salida VBS.

Ópticas

Endoscópio Rígido para Artroscopia



- Ópticas para Rodilla, hombro y pequeñas articulaciones;
- Misma óptica tanto para la cámara Full HD como STD;
- Diámetros de Ø2.7mm e Ø4.0mm;
- Longitudes de 110mm, 175mm e 187,5mm;
- Angulaciones de 0°, 30°, 45° e 70°.

Ref. Ø x Long. x Ángulo

A.2711000	Ø2.7 x 110mm
A.2718700	Ø2.7 x 187,5mm
A.2711030	Ø2.7 x 110mm – 30°
A.2718730	Ø2.7 x 187,5mm – 30°
A.4000	Ø4.0 x 175mm
A.4030	Ø4.0 x 175mm – 30°
A.4045	Ø4.0 x 175mm – 45°
A.4070	Ø4.0 x 175mm – 70°

Trocar

Trocar Sleeve con Dos Válvulas



- Trocar con 2 opciones de diámetro: Ø2.7mm e Ø4.0mm;
- Longitudes de 110mm, 175mm e 187,5mm;
- 2 opciones de puntas: Cónica y Piramidal.

Ref. Descripción

A2.519	Trocar Sleeve con dos válvulas 2,7 mm x 110 mm
A2.520	Punta piramidal 2,7 mm x 110 mm
A2.521	Punta cónica 2,7 mm x 110 mm
A2.409	Trocar Sleeve con dos válvulas 2,7 mm x 187,5 mm
A2.410	Punta piramidal 2,7 mm x 187,5 mm
A2.411	Punta cónica 2,7 mm x 187,5 mm
A2.546	Trocar Sleeve con dos válvulas 4 mm x 175 mm
A2.547	Punta cónica 4 mm x 175 mm
A2.548	Punta piramidal 4 mm x 175 mm



Fuente de Luz

Fuente de Luz con Emissor de LED o Xenom de Alta Potencia



Cabo de Luz

Ref.
LG.009 - 2,3 metros
LG.010 - 3 metros

- Led con 180w de potencia;
- Xenom con 300w de potencia;
- Cabo de fibra óptica estéril;
- Bi-volt automático.

Fuente de Luz LED

Ref.	Potencia
200LED-10	100W
400LED-10	180W


Fuente de Luz Xenom

Ref.	Potencia
180X-10	180W
300X-10	300W



Bomba para Artroscopia

Bomba de Fluído para Artroscopia



Equipo de Uso Único

Ref.
5201-63



Control Remoto

Ref.
5201-50

- Control Remoto;
- Función Flush para salida temporária de 2l/min;
- Ajuste de nível de altura, 2 sensores integrados para lectura de presión;
- Equipo de uso único.

Bomba para Artroscopia

Ref.
5201-20

Shaver

Shaver para Artroscopia

Ref.
SV-8002



- Accionamiento por pedal inalámbrico o cable;
- Permite conectar hasta dos piezas de mano;
- Rotación de hasta 8.000rpm en modo continuo;
- Rotación de 5.000rpm en modo oscilatorio.



Pieza de Mano



Pedal

Láminas para Shaver

Láminas Descartables para Artroscopia



- Encaje LV2, S2 e D2;
- Longitudes de 115mm, 175mm, 230mm e 300mm;
- Diámetros de Ø2.5, Ø3.0, Ø3.5, Ø4.2, Ø5.5, Ø6.0 e Ø7.0mm;
- Producto estéril de uso único.



Póngase en contacto consulte códigos y modelos disponibles



Cánulas

Cánula Descartable para Artroscopia




- Diámetros: 5,5mm, 6,5mm e 8,5mm;
- Longitudes: de 70mm, 90mm e 110mm;
- Producto estéril de uso único.

Ref.	Ø x Longitud
AS.20.00.55090	Ø5,5 x 090mm
AS.20.00.65070	Ø6,5 x 070mm
AS.20.00.65090	Ø6,5 x 090mm
AS.20.00.85070	Ø8,5 x 070mm
AS.20.00.85090	Ø8,5 x 090mm
AS.20.00.85110	Ø8,5 x 110mm



Arthrosmart Anchor®

Ancla en Titánio con Aplicador Descartable



- Tornillo de anclaje autorroscante en titánio (Liga 6Al4V), proporcionando mayor resistencia al arrancamiento;
- Aplicador descartable, facilitando la técnica de inserción;
- Montada con dos hilos de sutura no absorbibles (Fiber®), con elevada resistencia a ruptura;
- Anclas tipo tornillo disponible en diámetros de 2.0 mm, 2.7 mm, 3.5 mm, 4.0 mm e 5.0 mm para indición de uso en ATM, mano, puño, codo, hombro, pié, tobillo, rodilla y cadera.

Ti6Al4V

Ref.	Ø Ancla	Aplicador
39.44.04.00020	Ø 2,0 mm	Standard
39.44.04.00027	Ø 2,7 mm	Standard
39.44.04.00035	Ø 3,5 mm	Standard
39.44.04.00040	Ø 4,0 mm	Standard
39.44.04.00050	Ø 5,0 mm	Standard

con Aguja

39.44.03.10020	Ø 2,0 mm	Corta
39.44.03.10027	Ø 2,7 mm	Corta
39.44.03.00035	Ø 3,5 mm	Standard
39.44.03.00040	Ø 4,0 mm	Standard
39.44.03.00050	Ø 5,0 mm	Standard





Tornillos de Interferencia

Titánio



TiAlV

Ref. Nº	Ø x Long.
04.24.16.07020	Ø7 x 20mm
04.24.16.07025	Ø7 x 25mm
04.24.16.07030	Ø7 x 30mm
04.24.16.08020	Ø8 x 20mm
04.24.16.08025	Ø8 x 25mm
04.24.16.08030	Ø8 x 30mm
04.24.16.09020	Ø9 x 20mm
04.24.16.09025	Ø9 x 25mm
04.24.16.09030	Ø9 x 30mm
04.24.16.10020	Ø10 x 20mm
04.24.16.10025	Ø10 x 25mm
04.24.16.10030	Ø10 x 30mm

Opcionales

Ref. Nº	Ø x Long.
04.24.16.07035	Ø7 x 35mm
04.24.16.07040	Ø7 x 40mm
04.24.16.07045	Ø7 x 45mm
04.24.16.07050	Ø7 x 50mm
04.24.16.08035	Ø8 x 35mm
04.24.16.08040	Ø8 x 40mm
04.24.16.08045	Ø8 x 45mm
04.24.16.08050	Ø8 x 50mm
04.24.16.09035	Ø9 x 35mm
04.24.16.09040	Ø9 x 40mm
04.24.16.09045	Ø9 x 45mm
04.24.16.09050	Ø9 x 50mm
04.24.16.10035	Ø10 x 35mm
04.24.16.10040	Ø10 x 40mm
04.24.16.10045	Ø10 x 45mm
04.24.16.10050	Ø10 x 50mm

PEEK - Estéril



PEEK

Ref. Nº	Ø x Long.
04.43.12.06020	Ø6 x 20mm
04.43.12.06025	Ø6 x 25mm
04.43.12.06030	Ø6 x 30mm
04.43.12.07020	Ø7 x 20mm
04.43.12.07025	Ø7 x 25mm
04.43.12.07030	Ø7 x 30mm
04.43.12.08020	Ø8 x 20mm
04.43.12.08025	Ø8 x 25mm
04.43.12.08030	Ø8 x 30mm
04.43.12.09020	Ø9 x 20mm
04.43.12.09025	Ø9 x 25mm
04.43.12.09030	Ø9 x 30mm
04.43.12.10025	Ø10 x 20mm
04.43.12.10030	Ø10 x 25mm
04.43.12.11030	Ø10 x 30mm

Opcionales

Ref. Nº	Ø x Long.
04.43.12.06035	Ø6 x 35mm
04.43.12.06040	Ø6 x 40mm
04.43.12.07035	Ø7 x 35mm
04.43.12.07040	Ø7 x 40mm
04.43.12.08035	Ø8 x 35mm
04.43.12.08040	Ø8 x 40mm
04.43.12.09035	Ø9 x 35mm
04.43.12.09040	Ø9 x 40mm
04.43.12.10020	Ø10 x 20mm
04.43.12.10035	Ø10 x 35mm
04.43.12.10040	Ø10 x 40mm
04.43.12.11020	Ø11 x 20mm
04.43.12.11025	Ø11 x 25mm
04.43.12.11035	Ø11 x 35mm
04.43.12.11040	Ø11 x 40mm



Tornillo Transverso





TiAlV

Ref. Nº	Ø x Longitud
04.24.45.65040	Ø6,5 x 40mm
04.24.45.65045	Ø6,5 x 45mm
04.24.45.65050	Ø6,5 x 50mm
04.24.45.65055	Ø6,5 x 55mm
04.24.45.65060	Ø6,5 x 60mm



OutIn[®]






Instrumental para Reconstrucción Ligamento





Ligfix[®]

Sistema de Fijación de Ligamento



TiAlV Liga de Titânio (ASTM F-136)

PEEK Polyetheretherketone

Ref.: Código del producto
Long.: Longitud
Ø: Diámetro
mm: Milímetros