


Columna







Columna

Índice

- 03 Safe
- 05 Safe - Espóndilo
- 05 Safe - Ganchos
- 06 GFE - Gancho Cross Link Cone Morse Biarticulado
- 07 Pedicol® Plus
- 09 Gescol Plus® - Sistema de Ganchos
- 09 Pedicol® Advanced - Bajo Perfil
- 11 MIP® - Tornillo Pedicular Canulado
- 13 SAGA - Sistema de Alineación Sagital
- 14 Fusimax - Cage on Cage
- 15 Fusimax - Cages en Peek
- 17 Sistema de Fusión Lumbar y Cervical
- 17 CTL®: Cilindro de Fusión Fenestrado para Corpectomía
- 18 C-Cage®: Placa Cervical Conjugada
- 19 Cefix® II - Placa Cervical Anterior Bloqueada



Safe

Sistema Avanzado de Fijación Espinal

Un sistema de artrodesis del segmento torácico y lumbar de la columna vertebral, con amplia variedad de implantes fabricados en aleación de titanio y finalizados con tratamiento de superficie porosa para mayor seguridad y estabilización primaria.

Componentes del Sistema



Materia prima
Liga de Titanio (Ti6Al4V)




Tornillos Estándar y Espóndilo

Tornillo cónico, disponible en las versiones Mono y Poliaxial.



Tornillo de compresión

Rosca de perfil cuadrado, disminuye el riesgo de soltura del sistema, presión y posible dilatación de las paredes del tornillo.



Ganchos laminares y pediculares

Cabeza extendida que permite el ajuste de montaje de la barra.
El diseño de los ganchos pediculares y laminados permite la fijación a los pares en la misma vértebra.

Tornillo Monoaxial



TiAlV

Ø 4,8 mm

Ref. Nº	Long.
04.24.90.48025	25 mm
04.24.90.48030	30 mm
04.24.90.48035	35 mm
04.24.90.48040	40 mm

Ø 5,5 mm

Ref. Nº	Long.
04.24.90.55030	30 mm
04.24.90.55035	35 mm
04.24.90.55040	40 mm
04.24.90.55045	45 mm
04.24.90.55050	50 mm
04.24.90.55055	55 mm

Ø 6,5 mm

Ref. Nº	Long.
04.24.90.65035	35 mm
04.24.90.65040	40 mm
04.24.90.65045	45 mm
04.24.90.65050	50 mm
04.24.90.65055	55 mm

Ø 7,3 mm

Ref. Nº	Long.
04.24.90.73035	35 mm
04.24.90.73040	40 mm
04.24.90.73045	45 mm
04.24.90.73050	50 mm
04.24.90.73055	55 mm

Tornillo Poliaxial



TiAlV

Ø 4,8 mm

Ref. Nº	Long.
04.24.91.48025	25 mm
04.24.91.48030	30 mm
04.24.91.48035	35 mm
04.24.91.48040	40 mm

Ø 5,5 mm

Ref. Nº	Long.
04.24.91.55030	30 mm
04.24.91.55035	35 mm
04.24.91.55040	40 mm
04.24.91.55045	45 mm
04.24.91.55050	50 mm
04.24.91.55055	55 mm

Ø 6,5 mm

Ref. Nº	Long.
04.24.91.65035	35 mm
04.24.91.65040	40 mm
04.24.91.65045	45 mm
04.24.91.65050	50 mm
04.24.91.65055	55 mm

Ø 7,3 mm

Ref. Nº	Long.
04.24.91.73035	35 mm
04.24.91.73040	40 mm
04.24.91.73045	45 mm
04.24.91.73050	50 mm
04.24.91.73055	55 mm


Parafuso de Compressão



TiAlV

Ref. Nº
04.24.09.00010

Gancho Crosslink



TiAlV

Ref. Nº
04.09.01.00001

Barra de Ligação



TiAlV

Ref. Nº	Tamanho
04.03.01.00050	50mm
04.03.01.00070	70mm
04.03.01.00100	100mm

Barra Longitudinal

TiAlV



Ø 5,5 mm

Ref. Nº	Long.
04.03.09.55050	50mm
04.03.09.55060	60mm
04.03.09.55070	70mm
04.03.09.55080	80mm
04.03.09.55090	90mm
04.03.09.55100	100mm
04.03.09.55110	110mm
04.03.09.55120	120mm
04.03.09.55130	130mm
04.03.09.55140	140mm
04.03.09.55150	150mm
04.03.09.55160	160mm
04.03.09.55170	170mm
04.03.09.55180	180mm
04.03.09.55190	190mm
04.03.09.55200	200mm
04.03.09.55250	250mm
04.03.09.55300	300mm
04.03.09.55500	500mm

Safe Espóndilo

Tornillo Monoaxial Espóndilo

TiAlV



Ø 4,8 mm

Ref. Nº	Long.
04.24.88.48025	25 mm
04.24.88.48030	30 mm
04.24.88.48035	35 mm
04.24.88.48040	40 mm

Ø 5,5 mm

Ref. Nº	Long.
04.24.88.55030	30 mm
04.24.88.55035	35 mm
04.24.88.55040	40 mm
04.24.88.55045	45 mm
04.24.88.55050	50 mm
04.24.88.55055	55 mm

Ø 6,5 mm

Ref. Nº	Long.
04.24.88.65035	35 mm
04.24.88.65040	40 mm
04.24.88.65045	45 mm
04.24.88.65050	50 mm
04.24.88.65055	55 mm

Ø 7,3 mm

Ref. Nº	Long.
04.24.88.73035	35 mm
04.24.88.73040	40 mm
04.24.88.73045	45 mm
04.24.88.73050	50 mm
04.24.88.73055	55 mm

Tornillo Poliaxial Espóndilo

TiAlV



Ø 4,8 mm

Ref. Nº	Long.
04.24.89.48025	25 mm
04.24.89.48030	30 mm
04.24.89.48035	35 mm
04.24.89.48040	40 mm

Ø 5,5 mm

Ref. Nº	Long.
04.24.89.55030	30 mm
04.24.89.55035	35 mm
04.24.89.55040	40 mm
04.24.89.55045	45 mm
04.24.89.55050	50 mm
04.24.89.55055	55 mm

Ø 6,5 mm

Ref. Nº	Long.
04.24.89.65035	35 mm
04.24.89.65040	40 mm
04.24.89.65045	45 mm
04.24.89.65050	50 mm
04.24.89.65055	55 mm

Ø 7,3 mm

Ref. Nº	Long.
04.24.89.73035	35 mm
04.24.89.73040	40 mm
04.24.89.73045	45 mm
04.24.89.73050	50 mm
04.24.89.73055	55 mm

Ø 7,7 mm*

Ref. Nº	Long.
04.24.89.77030	30 mm
04.24.89.77035	35 mm
04.24.89.77040	40 mm
04.24.89.77045	45 mm
04.24.89.77050	50 mm
04.24.89.77055	55 mm

Safe Ganchos

Conector Sacro Ilíaco

TiAlV



Izquierda

Ref. Nº	Long.
04.20.08.00020	20 mm
04.20.08.00025	25 mm
04.20.08.00030	30 mm

TiAlV



Derecha

Ref. Nº	Long.
04.20.07.00020	20 mm
04.20.07.00025	25 mm
04.20.07.00030	30 mm

Tornillo Sacro Ilíaco Gancho



TiAlV

Ref. N°

04.43.01.73030

04.43.01.73035

04.43.01.73040

04.43.01.73045

Ø x Long.

7,3 x 30 mm

7,3 x 35 mm

7,3 x 40 mm

7,3 x 45 mm

Gancho Pedicular



TiAlV

Ref. N°

04.09.33.55080


04.09.33.70080

A x B

5,5 x 08 mm

7,0 x 08 mm

Gancho Laminar



TiAlV

Esquero

Ref. N°

04.09.32.62050

04.09.32.85050

A x B

6,2 x 5,0 mm

8,5 x 5,0 mm



TiAlV

Direito

Ref. N°

04.09.31.62050

04.09.31.85050

A x B

6,2 x 5,0 mm

8,5 x 5,0 mm

Conector de Extensión para Barra



Izquierda

TiAlV

Ref. N°

04.20.04.00002



Derecha

TiAlV

Ref. N°

04.20.04.00001

GFE

Gancho Cross Link Cone Morse biarticulado



TiAlV

Ref. N°

04.09.29.55001

04.09.29.55002

04.09.29.55003

04.09.29.55004

Tamaño

35,0 / 37,5 mm

37,0 / 40,0 mm

39,5 / 46,5 mm

46,0 / 58,0 mm



Compatible con: SAFE y Pedicol Plus

Pedicol[®] Plus

Sistema simplificado de uso amplio y versátil para el segmento torácico y lumbar de la columna vertebral.

Con implantes fabricados en aleación de titanio, el sistema atiende a la gran parte de las indicaciones quirúrgicas con diseño que une alta resistencia y fijación en el cuerpo vertebral.

Componentes del Sistema



Tornillo Pedicular

Disponible en las versiones Mono y Poliaxial, posee mecanismo de bloqueo en un paso que promueve agilidad y control.



Gescol Plus[®] Sistema de Ganchos

El diseño de los ganchos pediculares y laminados permite la fijación de pares en la misma vértebra, aumentando la estabilidad en compresión y distracción.

Materia prima

Liga de Titanio (Ti6Al4V)

Tornillo Monoaxial



TiAlV

Ø 4,8 mm	Ø 5,5 mm	Ø 6,5 mm	Ø 7,5 mm	Ø 8,5 mm	Long.
Ref. Nº	Ref. Nº	Ref. Nº	Ref. Nº	Ref. Nº	
04.24.60.48025*	04.24.60.55025*				25 mm
04.24.60.48030*	04.24.60.55030	04.24.60.65030*	04.24.60.75030*	04.24.60.85030*	30 mm
04.24.60.48035*	04.24.60.55035	04.24.60.65035	04.24.60.75035	04.24.60.85035	35 mm
04.24.60.48040*	04.24.60.55040	04.24.60.65040	04.24.60.75040	04.24.60.85040	40 mm
	04.24.60.55045	04.24.60.65045	04.24.60.75045	04.24.60.85045*	45 mm
	04.24.60.55050*	04.24.60.65050	04.24.60.75050	04.24.60.85050*	50 mm
	04.24.60.55055*	04.24.60.65055*	04.24.60.75055*	04.24.60.85055*	55 mm

Tornillo Poliaxial



TiAlV

Ø 4,8 mm	Ø 5,5 mm	Ø 6,5 mm	Ø 7,5 mm	Long.
Ref. Nº	Ref. Nº	Ref. Nº	Ref. Nº	
04.24.61.48025*	04.24.61.55025*			25 mm
04.24.61.48030*	04.24.61.55030	04.24.61.65030*	04.24.61.75030*	30 mm
04.24.61.48035*	04.24.61.55035	04.24.61.65035	04.24.61.75035	35 mm
04.24.61.48040*	04.24.61.55040	04.24.61.65040	04.24.61.75040	40 mm
	04.24.61.55045	04.24.61.65045	04.24.61.75045	45 mm
	04.24.61.55050*	04.24.61.65050	04.24.61.75050	50 mm
	04.24.61.55055*	04.24.61.65055*	04.24.61.75055*	55 mm

Barra Longitudinal



TiAlV

Ø 5,5 mm	Long.	Ø 5,5 mm	Long.
Ref. Nº		Ref. Nº	
04.03.06.55050	50 mm	04.03.06.55150	150 mm
04.03.06.55060	60 mm	04.03.06.55160	160 mm
04.03.06.55070	70 mm	04.03.06.55170	170 mm
04.03.06.55080	80 mm	04.03.06.55180	180 mm
04.03.06.55090	90 mm	04.03.06.55190	190 mm
04.03.06.55100	100 mm	04.03.06.55200	200 mm
04.03.06.55110	110 mm	04.03.06.55250	250 mm
04.03.06.55120	120 mm	04.03.06.55300	300 mm
04.03.06.55130	130 mm	04.03.06.55350	350 mm
04.03.06.55140	140 mm	04.03.06.55400	400 mm


Tornillo de Compresión



TiAlV

Ref. Nº
04.24.09.00008

Gancho Crosslink



TiAlV

Ref. Nº
04.09.01.00001

Barra de Ligación



TiAlV

Ref. Nº	Tamaño
04.03.01.00050	50 mm
04.03.01.00070	70 mm
04.03.01.00100	100 mm

Gescol Plus®

Sistema de Ganchos

Gancho Distrator Laminar



TiAlV

Ref. N°	A x B
04.09.13.45016	4,5 x 16 mm
04.09.13.50014	5,0 x 14 mm
04.09.13.75014	7,5 x 14 mm

Longo



TiAlV

Ref. N°	A x B
04.09.14.50014	5,0 x 14 mm

Derecho



TiAlV

Ref. N°	A x B
04.09.16.45009	4,5 x 09 mm
04.09.16.50014	5,0 x 14 mm

Izquierda



TiAlV

Ref. N°	A x B
04.09.17.45009	4,5 x 09mm
04.09.17.50014	5,0 x 14mm

Gancho Distrator Pedicular



TiAlV

Ref. N°	A x B
04.09.15.80016	08 x 16 mm
04.09.15.12016	12 x 16 mm

Tornillo Cortical



TiAlV

Ref. N°	Long.
04.24.43.35020	20mm

*Gescol Plus® fabricado mediante a pedido especial

Pedicol® Advanced

Perfil Bajo



Sistema para columna posterior
con tornillos de bajo perfil.

Parafuso Espôndilo



TiAlV

Ø 4,5 mm

Ref. Nº

04.24.69.45035

Ø 5,5 mm

Ref. Nº

04.24.69.55030

04.24.69.55035

04.24.69.55040

04.24.69.55045

Ø 6,5 mm

Ref. Nº

04.24.69.65035

04.24.69.65040

04.24.69.65045

04.24.69.65050

Ø 7,5 mm

Ref. Nº

04.24.69.75035

04.24.69.75040

04.24.69.75045

04.24.69.75050

Ø 8,5 mm

Ref. Nº

04.24.69.85035

04.24.69.85040

Long.

30 mm

35 mm

40 mm

45 mm

50 mm

Tornillo

TiAlV

Ø 4,5 mm

Ref. Nº

04.24.96.45035

Long.

35 mm



Ø 5,5 mm

Ref. Nº

04.24.96.55030

04.24.96.55035

04.24.96.55040

04.24.96.55045

Long.

30 mm

35 mm

40 mm

45 mm

Ø 6,5 mm

Ref. Nº

04.24.96.65035

04.24.96.65040

04.24.96.65045

04.24.96.65050

Long.

35 mm

40 mm

45 mm

50 mm

Ø 7,5 mm

Ref. Nº

04.24.96.75035

04.24.96.75040

04.24.96.75045

04.24.96.75050

Long.

35 mm

40 mm

45 mm

50 mm

Ø 8,5 mm

Ref. Nº

04.24.96.85035

04.24.96.85040

Long.

35 mm

40 mm

Barra Lisa

TiAlV



Ø 6,0 mm

Ref. Nº

04.03.02.06040

04.03.02.06050

04.03.02.06060

04.03.02.06070

04.03.02.06080

04.03.02.06090

04.03.02.06100

04.03.02.06110

04.03.02.06120

Long.

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

110 mm

120 mm

Ref. Nº

04.03.02.06130

04.03.02.06140

04.03.02.06150

04.03.02.06160

04.03.02.06170

04.03.02.06180

04.03.02.06190

04.03.02.06200

04.03.02.06210

Long.

130 mm

140 mm

150 mm

160 mm

170 mm

180 mm

190 mm

200 mm

210 mm

Ref. Nº

04.03.02.06220

04.03.02.06230

04.03.02.06240

04.03.02.06250

04.03.02.06300

04.03.02.06350

04.03.02.06400

04.03.02.06500

Long.

220 mm

230 mm

240 mm

250 mm

300 mm

350 mm

400 mm

500 mm

Tuerca Hexagonal



TiAlV

Ref. Nº

04.22.02.00000

Conector Monoaxial Corto



TiAlV

Ref. Nº

04.20.02.00001

Conector Monoaxial Largo



TiAlV

Ref. Nº

04.20.02.00002

Conector Tipo Gancho



TiAlV

Ref. Nº

04.20.02.00003

Conector Poliaxial Corto



TiAlV

Ref. Nº

04.20.02.00004

Conector Poliaxial Largo



TiAlV

Ref. Nº


04.20.02.00005



MIP[®]

Tornillo Pedicular Canulado

Sistema de artrodesis del segmento torácico bajo y lumbar de la columna vertebral, compuesto por tornillos canulados en aleación de titanio para un abordaje menos invasivo, permitiendo así menor pérdida de sangre y dolor en el postoperatorio del paciente.



Componentes del Sistema

Tornillo Canulado

Disponible en las versiones Mono y Poliaxial con cabeza rotatoria.



Barra Longitudinal

Barra longitudinal con punta cónica e introducción adyacente a las tapas insertas de tornillo



Materia prima

Liga de Titanio (Ti6Al4V)



Tornillo de Compresión

Rosca de perfil cuadrado, disminuye el riesgo de soltura del sistema, presión y posible dilatación de las paredes del tornillo.

Tornillo Canulado Monoaxial



TiAlV

Ø 6,5 mm Ref.Nº	Ø 7,5 mm Ref.Nº	Long.
07.24.74.65030	07.24.74.75030	30 mm
07.24.74.65035	07.24.74.75035	35 mm
07.24.74.65040	07.24.74.75040	40 mm
07.24.74.65045	07.24.74.75045	45 mm
07.24.74.65050	07.24.74.75050	50 mm
07.24.74.65055	07.24.74.75055	55 mm

Barra Longitudinal



TiAlV

Ø 5,5 mm Ref.Nº	Long.
07.03.08.55030	30 mm
07.03.08.55040	40 mm
07.03.08.55050	50 mm
07.03.08.55060	60 mm
07.03.08.55070	70 mm
07.03.08.55080	80 mm
07.03.08.55090	90 mm
07.03.08.55100	100 mm
07.03.08.55110	110 mm
07.03.08.55120	120 mm
07.03.08.55130	130 mm
07.03.08.55140	140 mm
07.03.08.55150	150 mm

Tornillo Canulado Poliaxial



TiAlV

Ø 6,5 mm Ref.Nº	Ø 7,5 mm Ref.Nº	Long.
07.24.73.65030	07.24.73.75030	30 mm
07.24.73.65035	07.24.73.75035	35 mm
07.24.73.65040	07.24.73.75040	40 mm
07.24.73.65045	07.24.73.75045	45 mm
07.24.73.65050	07.24.73.75050	50 mm
07.24.73.65055	07.24.73.75055	55 mm

Tornillo de compresión



TiAlV

Ref.Nº
07.24.09.00009



SAGA

Sistema de Alineación Sagital

Su estabilización inmediata y permite el enfoque por vía única anterior. Ofrece distracción del espacio discal, restaurando la alineación espinopélvica.



Materia prima

Liga de Titanio (Ti6Al4V)

Componentes del Sistema



Cage Hiperlordótico

Fabricado en titanio, en las angulaciones de 30° y 40° con sistema de fijación inmediata.



Cilindro de Fusión


Fenestrado con amplio espacio interno, posibilita la colocación de injerto.



Tornillo de Bloqueo

Complementa la fijación inmediata, previniendo riesgo migración del cage.

Cage Hiperlordótico



30°		40°	
Ref. Nº	A x B	Ref. Nº	A x B
04.36.81.17020	17x20mm	04.36.81.20020	20x20mm
04.36.81.17025	17x25mm	04.36.81.20025	20x25mm
04.36.81.17030	17x30mm	04.36.81.20030	20x30mm
04.36.81.18020	18x20mm	04.36.81.24025	24x25mm
04.36.81.18025	18x25mm	04.36.81.24030	24x30mm
04.36.81.18030	18x30mm		

Correlación

30°	
Cage	Cilindro
17x20mm	M8 x 21mm
17x25mm	M9 x 27mm
17x30mm	M10 x 33mm
18x20mm	M8 x 21mm
18x25mm	M9 x 27mm
18x30mm	M10 x 33mm

40°	
Cage	Cilindro
20x20mm	M8 x 21mm
20x25mm	M9 x 27mm
20x30mm	M10 x 33mm
24x25mm	M9 x 27mm
24x30mm	M10 x 33mm

Tornillo para Cage Intersomático Anterior




TiAlV		TiAlV	
Ref. Nº	Ø x Long.	Ref. Nº	Ø x Long.
04.43.05.45025	4,5 x 25 mm	04.43.05.45035	4,5 x 35 mm
04.43.05.45030	4,5 x 30 mm	04.43.05.45040	4,5 x 40 mm

Fusimax

Cage on Cage

Fabricado en titanio en las angulaciones de 5° 10° y 15°, con sistema de fijación inmediata a través de cilindro ventana- y tornillo de bloqueo.

Cage Intersomático Anterior



TiAlV		5°	
Paralelo		Ref. Nº	A x B
Ref. Nº	A x B		
04.36.21.08020	08 x 20 mm	04.36.22.10020	10 x 20 mm
04.36.21.08025	08 x 25 mm	04.36.22.10025	10 x 25 mm
04.36.21.08030	08 x 30 mm	04.36.22.10030	10 x 30 mm
04.36.21.10020	10 x 20 mm	04.36.22.12020	12 x 20 mm
04.36.21.10025	10 x 25 mm	04.36.22.12025	12 x 25 mm
04.36.21.10030	10 x 30 mm	04.36.22.12030	12 x 30 mm
10°		15°	
Ref. Nº	A x B	Ref. Nº	A x B
04.36.11.12020	12 x 20 mm	04.36.12.14020	14 x 20 mm
04.36.11.12025	12 x 25 mm	04.36.12.14025	14 x 25 mm
04.36.11.12030	12 x 30 mm	04.36.12.14030	14 x 30 mm
04.36.11.14020	14 x 20 mm	04.36.12.16020	16 x 20 mm
04.36.11.14025	14 x 25 mm	04.36.12.16025	16 x 25 mm
04.36.11.14030	14 x 30 mm	04.36.12.16030	16 x 30 mm

Correlación

Cages	Cilindros
Paralelo	
Paral. 08 x 20	Ø08 x 27 mm
Paral. 08 x 25	Ø08 x 33 mm
Paral. 08 x 30	Ø08 x 33 mm
Paral. 10 x 20	Ø08 x 21 mm
Paral. 10 x 25	Ø08 x 27 mm
Paral. 10 x 30	Ø08 x 33 mm

5°	
05° 10 x 20	Ø08 x 21 mm
05° 10 x 25	Ø08 x 27 mm
05° 10 x 30	Ø08 x 33 mm
05° 12 x 20	Ø09 x 21 mm
05° 12 x 25	Ø09 x 27 mm
05° 12 x 30	Ø09 x 33 mm

10°	
10° 12 x 20	Ø09 x 21 mm
10° 12 x 25	Ø09 x 27 mm
10° 12 x 30	Ø09 x 33 mm
10° 14 x 20	Ø09 x 21 mm
10° 14 x 25	Ø09 x 27 mm
10° 14 x 30	Ø09 x 33 mm

15°	
15° 14 x 20	Ø09 x 21 mm
15° 14 x 25	Ø09 x 27 mm
15° 14 x 30	Ø09 x 33 mm
15° 16 x 20	Ø10 x 21 mm
15° 16 x 25	Ø10 x 27 mm
15° 16 x 30	Ø10 x 33 mm

Tornillo para Cage Intersomático Anterior



TiAlV	
Ref. Nº	Ø x Compr.
04.43.05.45025	4,5 x 25 mm
04.43.05.45030	4,5 x 30 mm
04.43.05.45035	4,5 x 35 mm
04.43.05.45040	4,5 x 40 mm




Cages em PEEK

Sistema de Fusión Lumbar y Cervical

Con espacio interior amplio para recibir el mayor volumen de injerto óseo, propicia mayor área de fusión, manteniendo la altura del espacio intersomático, restableciendo la curvatura anatómica de la columna.


Por ser radiotransparente permite una mejor visualización de la fusión ósea. Tiene dos marcadores radiopacos que permiten una mejor visualización de posicionamiento en el intraoperatorio. Algunos modelos poseen ranuras en su superficie, aumentando la estabilidad y fijación primaria.



Materia prima
PEEK


Cages Cervicais

FUSIMAX® ACP



El formato cuneiforme, aplicable al segmento cervical de la columna por vía de acceso anterior.

FUSIMAX® BCP



Formato convexo, con aletas para bloqueo, aplicable al segmento cervical de la columna por vía de acceso anterior.

Cages Lumbares

FUSIMAX® TLP




Aplicable al segmento lumbar de la columna por vía de acceso transforaminal.

FUSIMAX® ALP / PLP



Aplicable al segmento lumbar de la columna por vía de acceso posterior. Disponible en la versión paralela y angulada en 5°.

FUSIMAX® ACP



PEEK Ta

Ref.Nº	A x B x C
04.36.25.00005	05 x 11 x 13 mm
04.36.25.00055	5,5 x 11 x 13 mm
04.36.25.00006	06 x 11 x 13 mm
04.36.25.00007	07 x 11 x 13 mm
04.36.25.00008	08 x 11 x 13 mm
04.36.25.00010	10 x 13 x 15 mm


FUSIMAX® BCP



PEEK Ta TiAlV

Ref.Nº	A x B x C
04.36.29.05009	05 x 09 x 14 mm
04.36.29.05012	05 x 12 x 14 mm
04.36.29.05014	05 x 14 x 14 mm
04.36.29.06009	06 x 09 x 14 mm
04.36.29.06012	06 x 12 x 14 mm
04.36.29.06014	06 x 14 x 14 mm
04.36.29.07009	07 x 09 x 14 mm
04.36.29.07012	07 x 12 x 14 mm
04.36.29.07014	07 x 14 x 14 mm


FUSIMAX® ALP



PEEK Ta

Ref.Nº	Altura
04.36.30.10085	8,5 mm
04.36.30.10095	9,5 mm
04.36.30.10105	10,5 mm
04.36.30.10115	11,5 mm
04.36.30.10125	12,5 mm
04.36.30.10135	13,5 mm

FUSIMAX® PLP



PEEK Ta

Ref.Nº	Altura
04.36.30.10008	08 mm
04.36.30.10009	09 mm
04.36.30.10010	10 mm
04.36.30.10011	11 mm
04.36.30.10012	12 mm
04.36.30.10013	13 mm
04.36.30.10014	14 mm

FUSIMAX® TLP




PEEK Ta

Ref.Nº	Altura
04.36.27.00008	08 mm
04.36.27.00010	10 mm
04.36.27.00012	12 mm
04.36.27.00014	14 mm

Sistema de Fusión Lumbar y Cervical en Titanio

Cage Intersomático Rectangular



TiAlV



Ref. Nº	Altura
04.36.16.10008	08 mm
04.36.16.10009	09 mm
04.36.16.10010	10 mm
04.36.16.10011	11 mm
04.36.16.10012	12 mm
04.36.16.10013	13 mm

Cage Intersomático Rectangular - Angulado 5°


TiAlV



Ref. Nº	Altura
04.36.17.10085	8,5 mm
04.36.17.10095	9,5 mm
04.36.17.10105	10,5 mm
04.36.17.10115	11,5 mm
04.36.17.10125	12,5 mm
04.36.17.10135	13,5 mm

Cage de Fusión Cervical

TiAlV



Ref. Nº	A x B x C
04.36.15.00005	5,0 x 11,0 x 13,0mm
04.36.15.00055	5,5 x 11,0 x 13,0mm
04.36.15.00006	6,0 x 11,0 x 13,0mm
04.36.15.00065*	6,5 x 11,0 x 13,0mm
04.36.15.00007	7,0 x 11,0 x 13,0mm
04.36.15.00008	8,0 x 11,0 x 13,0mm
04.36.15.00010	10,0 x 13,0 x 15,0mm

CTL® - Cilindro de Fusión Fenestrado para Corpectomía

TiAlV



Ø 9mm	Ø 11mm	Ø 13mm	Long.
Ref. Nº	Ref. Nº	Ref. Nº	
04.36.04.09008	04.36.04.11008	04.36.04.13008	08 mm
04.36.04.09010	04.36.04.11010	04.36.04.13010	10 mm
04.36.04.09012	04.36.04.11012	04.36.04.13012	12 mm
04.36.04.09014	04.36.04.11014	04.36.04.13014	14 mm
04.36.04.09016	04.36.04.11016	04.36.04.13016	16 mm
04.36.04.09018	04.36.04.11018	04.36.04.13018	18 mm
04.36.04.09020	04.36.04.11020	04.36.04.13020	20 mm
04.36.04.09025	04.36.04.11025	04.36.04.13025	25 mm
04.36.04.09030	04.36.04.11030	04.36.04.13030	30 mm

Ø 15mm	Ø 20mm	Ø 25mm	Ø 30mm	Long.
Ref. Nº	Ref. Nº	Ref. Nº	Ref. Nº	
04.36.04.15014	04.36.04.20014	04.36.04.25014	04.36.04.30014	14 mm
04.36.04.15016	04.36.04.20016	04.36.04.25016	04.36.04.30016	16 mm
04.36.04.15018	04.36.04.20018	04.36.04.25018	04.36.04.30018	18 mm
04.36.04.15020	04.36.04.20020	04.36.04.25020	04.36.04.30020	20 mm
04.36.04.15026	04.36.04.20026	04.36.04.25026	04.36.04.30026	26 mm
04.36.04.15030	04.36.04.20030	04.36.04.25030	04.36.04.30030	30 mm
04.36.04.15082	04.36.04.20082	04.36.04.25082	04.36.04.30082	82 mm

Opcionales*

Ref. Nº	Ø x Altura
04.36.04.09009	09 x 09 mm
04.36.04.11009	11 x 09 mm
04.36.04.13009	13 x 09 mm

Anillo de Refuerzo para Cilindro de Fusión

TiAlV



Ref. Nº	Ø
04.40.03.00015	15 mm
04.40.03.00020	20 mm
04.40.03.00025	25 mm
04.40.03.00030	30 mm

Tornillo para Anillo de Refuerzo*



TiAlV

Ref. Nº
04.24.25.00000

*Elementos opcionales sujetos a disponibilidad.



C-CAGE[®]

Placa Cervical Conjugada

Placa cervical conjugada en PEEK, permite el restablecimiento del espacio intersomático a través del cage y fijación primaria a través de los bloqueos de la placa anterior.

C-CAGE[®]



Altura

PEEK

Ref. Nº	Altura
07.26.44.00050	5,0 mm
07.26.44.00055	5,5 mm
07.26.44.00060	6,0 mm
07.26.44.00065	6,5 mm
07.26.44.00070	7,0 mm

Tornillo para Placa Cervical



TiAlV

Ref. Nº	Ø x Long.
04.24.34.40010	4 x 10 mm
04.24.34.40012	4 x 12 mm
04.24.34.40014	4 x 14 mm
04.24.34.40016	4 x 16 mm
04.24.34.40018	4 x 18 mm
04.24.34.40020	4 x 20 mm

Tornillo para Placa Cervical



TiAlV

Ref. Nº	Ø x Long.
04.24.34.43510*	4,35 x 10 mm
04.24.34.43512	4,35 x 12 mm
04.24.34.43514	4,35 x 14 mm
04.24.34.43516	4,35 x 16 mm
04.24.34.43518	4,35 x 18 mm
04.24.34.43520	4,35 x 20 mm
04.24.34.43522*	4,35 x 22 mm



Cefix[®] II

Placa Cervical Anterior Bloqueada

Con el diseño anatómico para mejor adaptación a las características del paciente, está destinada al tratamiento de patologías de origen degenerativo, traumático, congénita, neoplásica o infecciosa del segmento cervical de la columna vertebral.

Componentes del Sistema



Placa Cervical Anterior Bloqueada

Semi dinámica con sistema de bloqueo dedicado a la cabeza del tornillo, evita sobrecarga en el implante. Bajo perfil y pre-moldeado para mejor adecuación al cuerpo vertebral.



Tornillo para Placa Cervical

En diversos tamaños, promueven una fijación más eficiente y optimizan el área de contacto óseo.

Materia prima

Liga de Titanio (Ti6Al4V)

Placa Cervical Anterior con Bloqueo



TiAlV

Ref. Nº	Long.	Ref. Nº	Long.	Ref. Nº	Long.
04.26.35.00240	24 mm	04.26.35.00450	45 mm	04.26.35.00690	69 mm
04.26.35.00290	29 mm	04.26.35.00490	49 mm	04.26.35.00790	79 mm
04.26.35.00340	34 mm	04.26.35.00540	54 mm	04.26.35.00890	89 mm
04.26.35.00390	39 mm	04.26.35.00590	59 mm		
04.26.35.00420	42 mm	04.26.35.00640	64 mm		

Tornillo para Placa Cervical

TiAlV



Ref. Nº	Ø x Long.
04.24.34.40010	4 x 10 mm
04.24.34.40012	4 x 12 mm
04.24.34.40014	4 x 14 mm
04.24.34.40016	4 x 16 mm
04.24.34.40018	4 x 18 mm
04.24.34.40020	4 x 20 mm

Tornillo para Placa Cervical

TiAlV



Ref. Nº	Ø x Long.
04.24.34.43510*	4,35 x 10 mm
04.24.34.43512	4,35 x 12 mm
04.24.34.43514	4,35 x 14 mm
04.24.34.43516	4,35 x 16 mm
04.24.34.43518	4,35 x 18 mm
04.24.34.43520	4,35 x 20 mm
04.24.34.43522*	4,35 x 22 mm

TiAlV Titanio Aluminio Vanadio

PEEK Polyetheretherketone

Ta Tantalio

Ref. Nº: Código del producto

Long.: Longitud