




Safe

Sistema Avançado de Fixação Espinhal



Safe Standard e Espôndilo



Parafuso Monoaxial e Poliaxial

Ø 4,8 mm	Ø 5,5 mm	Ø 6,5 mm	Ø 7,3 mm	Ø 7,7 mm*
Compr.	Compr.	Compr.	Compr.	Compr.
25 mm	30 mm	35 mm	35 mm	30 mm
30 mm	35 mm	40 mm	40 mm	35 mm
35 mm	40 mm	45 mm	45 mm	40 mm
40 mm	45 mm	50 mm	50 mm	45 mm
	50 mm	55 mm	55 mm	50 mm
	55 mm			55 mm

Parafuso de Compressão



Barra Longitudinal - Ø5,5mm

ANVISA 10417940075



Comprimentos

50mm	70mm	90mm	110mm	130mm	150mm	170mm	190mm	250mm	500mm
60mm	80mm	100mm	120mm	140mm	160mm	180mm	200mm	300mm	




Gancho Cross Link Cone Morse biarticulado

ANVISA 10417940083



Tamanhos

35,0 / 37,5 mm	39,5 / 46,5 mm
37,0 / 40,0 mm	46,0 / 58,0 mm



Instrumentais




Cabo Catraca e Cabo em "T" com Chave




Clipador tipo Persuader com Abaixador de Barras

- Eficiência nas correções de escolioses através dos tubos clipadores;
- Praticidade e precisão na interface implante e instrumental;
- Qualidade de matéria-prima que garante a durabilidade;
- Segurança na composição de itens ideais para a cirurgia.



Dobrador de Barras Estreito



Pinça Persuader



Pinça para Abaixar Barras



Pinças para Rotacionar Barras