





Arthrosmart Anchor[®]





Características

- Parafuso de ancoragem autorosqueante em titânio (Liga 6Al4V), proporcionando maior resistência ao arrancamento;
- Aplicador descartável, facilitando a técnica de inserção;
- Montada com dois fios de sutura não absorvíveis (Fiber®), com elevada resistência à ruptura;
- Âncoras tipo parafuso disponíveis nos diâmetros de 2.0 mm, 2.7 mm, 3.5 mm, 4.0 mm e 5.0 mm para indicação de uso em ATM, mão, punho, cotovelo, ombro, pé, tornozelo, joelho e quadril.

Indicações de Uso

	ATM	Mão / Punho	Cotovelo	Ombro	Pé / Tornozelo	Joelho	Quadril
Ø 2,0	X	X	-	-	-	-	-
Ø 2,7	X	X	X	X	X	X	X
Ø 3,5	-	X	X	X	X	X	X
Ø 4,0	-	-	-	X	X	X	X
Ø 5,0	-	-	-	X	X	X	X

Informações extraídas da Instrução de Uso do produto

Âncora com Aplicador Descartável

ANVISA nº 10417940137



TiAlV

Ref.

Ø Âncora

Aplicador

39.44.04.00020

Ø 2,0 mm

Standard

39.44.04.00027

Ø 2,7 mm

Standard

39.44.04.00035

Ø 3,5 mm

Standard

39.44.04.00040

Ø 4,0 mm

Standard

39.44.04.00050

Ø 5,0 mm

Standard



Com Agulha

39.44.03.10020

Ø 2,0 mm

Curto

39.44.03.10027

Ø 2,7 mm

Curto

39.44.03.00035

Ø 3,5 mm

Standard

39.44.03.00040

Ø 4,0 mm

Standard

39.44.03.00050

Ø 5,0 mm

Standard