


# Fusimax<sup>®</sup> Cage on Cage

Cage Intersomático Anterior



## Cage on Cage



### Paralelo

Ref.Nº	A x B
04.36.21.08020	08 x 20 mm
04.36.21.08025	08 x 25 mm
04.36.21.08030	08 x 30 mm
04.36.21.10020	10 x 20 mm
04.36.21.10025	10 x 25 mm
04.36.21.10030	10 x 30 mm

### 10°

Ref.Nº	A x B
04.36.11.12020	12 x 20 mm
04.36.11.12025	12 x 25 mm
04.36.11.12030	12 x 30 mm
04.36.11.14020	14 x 20 mm
04.36.11.14025	14 x 25 mm
04.36.11.14030	14 x 30 mm

### 5°

Ref.Nº	A x B
04.36.22.10020	10 x 20 mm
04.36.22.10025	10 x 25 mm
04.36.22.10030	10 x 30 mm
04.36.22.12020	12 x 20 mm
04.36.22.12025	12 x 25 mm
04.36.22.12030	12 x 30 mm

### 15°

Ref.Nº	A x B
04.36.12.14020	14 x 20 mm
04.36.12.14025	14 x 25 mm
04.36.12.14030	14 x 30 mm
04.36.12.16020	16 x 20 mm
04.36.12.16025	16 x 25 mm
04.36.12.16030	16 x 30 mm

### Correlação

#### Cages

Paralelo	Cilindros
Paral. 08 x 20	Ø08 x 27 mm
Paral. 08 x 25	Ø08 x 33 mm
Paral. 08 x 30	Ø08 x 33 mm
Paral. 10 x 20	Ø08 x 21 mm
Paral. 10 x 25	Ø08 x 27 mm
Paral. 10 x 30	Ø08 x 33 mm

#### 5°

05° 10 x 20	Ø08 x 21 mm
05° 10 x 25	Ø08 x 27 mm
05° 10 x 30	Ø08 x 33 mm
05° 12 x 20	Ø09 x 21 mm
05° 12 x 25	Ø09 x 27 mm
05° 12 x 30	Ø09 x 33 mm

#### 10°

10° 12 x 20	Ø09 x 21 mm
10° 12 x 25	Ø09 x 27 mm
10° 12 x 30	Ø09 x 33 mm
10° 14 x 20	Ø09 x 21 mm
10° 14 x 25	Ø09 x 27 mm
10° 14 x 30	Ø09 x 33 mm

#### 15°

15° 14 x 20	Ø09 x 21 mm
15° 14 x 25	Ø09 x 27 mm
15° 14 x 30	Ø09 x 33 mm
15° 16 x 20	Ø10 x 21 mm
15° 16 x 25	Ø10 x 27 mm
15° 16 x 30	Ø10 x 33 mm

## Parafuso para Cage Intersomático Anterior



TiAlV

Ref.Nº	Ø x Compr.
04.43.05.45025	4,5 x 25 mm
04.43.05.45030	4,5 x 30 mm
04.43.05.45035	4,5 x 35 mm
04.43.05.45040	4,5 x 40 mm

## Instrumentais



Cabo em "T" com Engate Rápido



Pinça Distratora



Extrator de Prova e Cage



Trefina para Cilindro  
M8 | M9 | M10



Introdutor para Cage



Cabo Catraca 1/4 "Square Drive"



Espaçador para Cage  
08mm | 12mm | 16mm  
10mm | 14mm



Chave Cardan Hexagonal  
2.5mm c/ Engate Rápido



Chave Hexagonal  
2.5mm | 4.5mm



Iniciador de Furo Cardan



Prova para Cage  
30° e 40°



Protetor de Rosca  
M8 | M9 | M10