



Fusimax<sup>®</sup>  
ALP / PLP

Cage Intersomático Posterior




# Fusimax® ALP/PLP

## FUSIMAX® ALP



## FUSIMAX® PLP




O dispositivo Intersomático conhecido como "Cage" é utilizado para restituir o espaço intervertebral da coluna, conhecido como disco. O cage Fusimax® ALP/PLP é um dispositivo lombar com acesso posterior com estabilidade imediata primária.




Com a abordagem posterior, o cage lombar Fusifix é introduzido no espaço intervertebral para aumentar a possibilidade de êxito da artrodese durante a fusão óssea.

O cage lombar Fusifix deve ser implantado de acordo com a técnica cirúrgica padronizada, que permite uma distração progressiva do espaço intersomático.



Os excelentes resultados demonstram a segurança do cage lombar Fusifix, que não é considerado um simples "espaçador" intersomático, mas sim um real cage de fusão assegurando condições ideais para fusões ósseas e distribuição harmoniosa de compressão ao longo do segmento vertebral.



Os cages são formados por excelentes câmaras internas para colocação de enxerto, permitindo uma maior área de contato e uma renovação (vascularização) meticulosa dos platôs terminais vertebrais favorecendo, deste modo, uma fusão de alta qualidade.

